


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Atp6V1A Pour Wb, Elisa - P38606

Numéro d'article: CM0013557



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ATP6V1A humaine, validé pour le Western blot et l'ELISA. Détecte la protéine de souris. Cible la sous-unité catalytique de la V-ATPase pour la recherche sur l'autophagie et les lysosomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal (pAb) de lapin anti-ATP6V1A
Remarques/Alias	HO68; VA68; VPP2; Vma1; DEE93; ARCL2D; ATP6A1; IECEE3; ATP6V1A1; ATP6V1A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	523
GeneID	523
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 500-600 de l'ATP6V1A humaine (NP_001681.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P38606
Poids de la protéine	68 kDa
Expédition	Sac de glace