


Anticorps Polyclonal De Lapin Contre Atr Pour Wb, Elisa - Q13535

Numéro d'article: CM0024774



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ATR humain (serine/thréonine-protéine kinase ATR) pour des applications de Western blot et d'ELISA. Validé pour la détection d'ATR dans la recherche sur les dommages à l'ADN et la signalisation des points de contrôle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ATR Rabbit pAb
Remarques/Alias	FRP1; MEC1; SCKL; FCTCS; SCKL1; ATR
Espèce	Humain
GeneID (humain)	545
GeneID	545
Immunogène	Protéine recombinante
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q13535
Poids de la protéine	301 kDa
Expédition	Sac de glace