

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Aven Pour Wb, Elisa - Q9Nqs1

Numéro d'article: CM0017679

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-AVEN (PDCD12) pour WB et ELISA. Détecte l'AVEN humain et de rat, un régulateur de la mort cellulaire qui protège contre l'apoptose médiée par Apaf-1. Idéal pour les études sur l'apoptose dans les testicules, les ovaires, le thymus et d'autres tissus.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-AVEN
Remarques/Alias	PDCD12; AVEN
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	57099
ID du gène	57099
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 203-362 de l'AVEN humain (NP_065104.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q9NQS1
Poids moléculaire	39 kDa
Expédition	Sac de glace