

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Bag3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O95817

Numéro d'article: CM0011209

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre BAG3 (Bcl-2-associated athanogene 3), validé pour WB, IHC-P et ELISA. Reconnaît BAG3 humain et murin ; cible un co-chaperon impliqué dans l'autophagie, l'apoptose et la réponse au stress. Idéal pour les études sur le cancer et la neurodégénérescence.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BAG3 mAb de lapin
Remarques/Alias	BIS ; MFM6 ; BAG-3 ; CAIR-1 ; BAG3
Espèce	Humaine
GeneID	9531
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 50 et 150 de BAG3 humain (O95817).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris
SWISS	O95817
Poids moléculaire de la protéine	62 kDa
Expédition	Sac réfrigérant