

Anticorps Polyclonal De Lapin Bank1 Pour Wb, Elisa - Q8Ndb2

Numéro d'article: CM0015883

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin BANK1 validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Cible la protéine d'échafaudage des lymphocytes B impliquée dans la signalisation du BCR et la mobilisation du calcium. Convient à la recherche en immunologie et en auto-immunité.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BANK1 Lapin pAb
Remarques/Alias	BANK; BANK1
Espèce	Humain
ID de gène	55024
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 516-785 du BANK1 humain (NP_060405.4).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8NDB2
Poids de la protéine	89kDa
Expédition	Sac de glace