

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Batf3 Pour Wb Et Elisa - Q9Nr55

Numéro d'article: CM0013622

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre BATF3 humain, validé pour le Western blot et l'ELISA, avec une réactivité croisée chez le rat. Idéal pour les études de différenciation des cellules dendritiques et de réponse immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-BATF3
Remarques/Alias	JDP1 ; SNFT ; JUNDM1 ; BATF3
Espèce	Humain
GeneID (humain)	55509
GeneID	55509
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-127 de BATF3 humain (NP_061134.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	Q9NR55
Poids de la protéine	14 kDa
Expédition	Poche réfrigérante