


Anticorps Polyclonal De Lapin Baz1A Pour Wb, Elisa - Q9Nrl2

Numéro d'article: CM0028502



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin BAZ1A validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Cible le facteur de remodelage de la chromatine ACF1 impliqué dans la réplication et la transcription de l'ADN. Idéal pour un usage en recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	BAZ1A Lapin pAb
Remarques/Alias	ACF1; WALp1; hACF1; WCRF180; BAZ1A
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	11177
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1347-1556 de BAZ1A humain (NP_038476.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NRL2
Poids protéique	179 kDa
Expédition	Sac de glace