

Anticorps Polyclonal De Lapin Contre Bcas2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O75934

Numéro d'article: CM0027742



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la protéine humaine BCAS2 (SPF27), un facteur d'épissage des pré-ARNm. Validé pour les applications WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA avec réactivité croisée chez l'homme, la souris et le rat. Adapté à la recherche sur les dommages à l'ADN et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BCAS2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	DAM1, SPF27, Snt309, BCAS2
Espèce	Humain
GeneID	10286
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 225 de la protéine BCAS2 humaine (NP_005863.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O75934
Poids de la protéine	26 kDa
Expédition	Sac de glace