


## Anticorps Polyclonal De Lapin Contre Bcl10 Pour Wb, Elisa - 095999

Numéro d'article: CM0015202



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine Bcl10 humaine (NP\_003912.1, aa 1-118). Validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation immunitaire et les lymphomes.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Spécification                                                                                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | Bcl10 Rabbit pAb                                                                                                                                                 |
| Remarques / Alias    | CLAP ; mE10 ; CIPER ; IMD37 ; c-E10 ; CARMEN ; Bcl10                                                                                                             |
| Espèce               | Humain                                                                                                                                                           |
| GenelD (Humain)      | 8915                                                                                                                                                             |
| GenelD               | 8915                                                                                                                                                             |
| Immunogène           | Protéine recombinante   Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-118 de la protéine Bcl10 humaine (NP_003912.1). |
| Source               | Lapin                                                                                                                                                            |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                                                            |
| Application          | WB, ELISA                                                                                                                                                        |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                                                              |
| SWISS                | 095999                                                                                                                                                           |
| Poids de la protéine | 26 kDa                                                                                                                                                           |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                                                     |