

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Bcl6 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P41182

Numéro d'article: CM0029897



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin anti-BCL6 validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec la protéine BCL6 humaine, souris, rat (79kDa). BCL6 est un répresseur transcriptionnel clé dans les cellules B du centre germinatif et les lymphomes. Convient pour la recherche en immunologie et en cancérologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	BCL6 Lapin pAb
Remarques/Alias	BCL5; LAZ3; BCL6A; ZNF51; ZBTB27; BCL6
Espèce	Humain
GeneID	604
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-280 du BCL6 humain (NP_001124317.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P41182
Poids Protéique	79kDa
Expédition	Sac de glace