

Anticorps Polyclonal De Lapin Bcs1L Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y276

Numéro d'article: CM0025144

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin BCS1L validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA avec réactivité croisée chez l'homme, la souris et le rat. Cible la chaperonne mitochondriale BCS1L (48 kDa) impliquée dans l'assemblage du complexe III ; idéal pour la recherche mitochondriale et le développement d'IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb lapin BCS1L
Remarques / Alias	BCS; BJS; PTD; BCS1; FLNMS; h-BCS; MC3DN1; h-BCS1; GRACILE; Hs.6719; BCS1L
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	617
GeneID	617
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 33-240 de la BCS1L humaine (NP_004319.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y276
Poids de la protéine	48 kDa
Expédition	Sac de glace