

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Bgn Pour Wb, Elisa - P21810

Numéro d'article: CM0028907

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la Biglycane humaine (BGN). Validé pour WB et ELISA. Immunogène recombinant (aa 20-230). Idéal pour les études sur la matrice extracellulaire et la recherche sur l'assemblage des fibres de collagène.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BGN Lapin pAb
Remarques/Alias	PGI; MRLS; DSPG1; PG-S1; SEMDX; SLRR1A; BGN
Espèce	Humain
GeneID (humain)	633
GeneID	633
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-230 de la BGN humaine (NP_001702.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P21810
Poids protéique	42kDa
Expédition	Sac de glace