

Bid Lapin Pab - P55957

Numéro d'article: CM0016224



Introduction

Bid Lapin pAb (SWISS P55957) est un anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine Bid humaine. Adapté pour WB, IF/ICC, ELISA, il présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Bid Lapin pAb
Remarques/Alias	FP497; Bid
Espèce	Humaine
ID du gène	637
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-195 de la protéine Bid humaine (NP_001187.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	P55957
Poids moléculaire de la protéine	22kDa
Expédition	Sac de glace