

Anticorps Monoclonal Anti-Cd4 Biotinylé Pour Fc - P01730

Numéro d'article: CM0011911



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la biotine contre le CD4 humain et de cynomolgus, validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour l'identification des cellules T auxiliaires, les études du récepteur du VIH et le profilage immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-CD4 humain/singe biotinylé
Remarques/Alias	T4 ; IMD79 ; Leu-3 ; OKT4D ; CD4mut
Espèce	Humain
ID du gène	920 (Humain)
Immunogène	Protéine recombinante du CD4 humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	P01730
Poids de la protéine	51 kDa
Expédition	Sac de glace