


Anticorps Monoclonal Anti-Cd4 Biotinylé Pour Cytométrie En Flux - P01730

Numéro d'article: CM0012617



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la biotine ciblant le CD4 humain et du macaque cynomolgus, validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour l'identification des cellules T auxiliaires, les études sur la réponse immunitaire et la recherche sur le VIH. Matériau brut de recherche pour DIS.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Biotine Lapin anti-Humain/Singe CD4 mAb
Remarques/Alias	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	920
GeneID	920
Immunogène	Protéine recombinante du CD4 humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	P01730
Poids de la protéine	51 kDa
Expédition	Sac de glace