

Anticorps Monoclonal Biotine Anti-Cd45 Pour Cytométrie En Flux - P08575

Numéro d'article: CM0005879



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la biotine ciblant le CD45 humain et cynomolgue (P08575). Validé pour la cytométrie en flux, adapté aux études d'activation des lymphocytes T et à la détection de l'antigène commun des leucocytes dans la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Biotine lapin anti-humain/singe CD45
Remarques / Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5788
GeneID	5788
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-577 du CD45 humain (P08575).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgue
SWISS	P08575
Poids de la protéine	131kDa/136kDa/141kDa/143kDa/147kDa
Expédition	Sac de glace