


## Anticorps Monoclonal Anti-Cd8A Biotinylé Pour Cytométrie En Flux - P01732

Numéro d'article: CM0011695



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin marqué à la biotine ciblant le CD8a humain et de singe cynomolgus, validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour l'immunophénotypage des lymphocytes T, la recherche sur les points de contrôle immunitaires et les tests de cytotoxicité cellulaire.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                     |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | Lapin anti-Humain/Singe CD8a mAb Biotinylé                                                                                 |
| Remarques/Alias      | CD8; p32; Leu2; CD8alpha                                                                                                   |
| Espèce               | Humain                                                                                                                     |
| GeneID (Humain)      | 925                                                                                                                        |
| GeneID               | 925                                                                                                                        |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-182 du CD8A humain (NP_001759.3) |
| Source               | Lapin                                                                                                                      |
| Catégorie            | Anticorps Monoclonaux                                                                                                      |
| Application          | FC                                                                                                                         |
| Réactivité croisée   | Humain, Cynomolgus                                                                                                         |
| SWISS                | P01732                                                                                                                     |
| Poids de la protéine | 26 kDa                                                                                                                     |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                               |