

Anticorps Monoclonal Biotinylé Anti-Hla-Dr Pour Cytométrie En Flux - P01903

Numéro d'article: CM0012105



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin biotinylé ciblant la chaîne alpha HLA-DR humaine/cynomolgus (P01903), validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour l'analyse de l'expression des MHC de classe II sur les cellules présentatrices d'antigènes et la surveillance immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb biotinylé de lapin anti-HLA-DR humain/singe
Remarques/Alias	HLA-DRA1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3122
GeneID	3122
Immunogène	Protéine recombinante de HLA-DR humain
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	P01903
Poids de la protéine	29kDa
Expédition	Sac de glace