

Anticorps Monoclonal Anti-Cd11B Humain De Souris Conjugué À La Biotine Pour La Cytométrie En Flux - P11215

Numéro d'article: CM0010890



Introduction

Anticorps monoclonal de souris anti-CD11b humain conjugué à la biotine pour la cytométrie en flux. Reconnaît l'intégrine alpha-M humaine (MAC-1), exprimée sur les monocytes et les granulocytes. Convient au marquage de surface cellulaire et aux études d'adhésion.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac anti-CD11b humain de souris, conjugué à la biotine
Remarques/Alias	CR3A, MO1A, CD11B, MAC-1, MAC1A, SLEB6
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	3684
GeneID	3684
Immunogène	Peptide synthétique dérivé du CD11b humain
Source	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P11215
Poids de la protéine	127 kDa
Expédition	Sac de glace