

Anticorps Monoclonal Anti-Souris Cd117/C-Kit Biotinylé Pour Cytométrie En Flux - P05532

Numéro d'article: CM0005953



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la biotine ciblant le récepteur tyrosine kinase CD117/c-Kit de souris. Validé pour la cytométrie en flux, détecte le domaine extracellulaire. Idéal pour la biologie des cellules souches, l'hématopoïèse et la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Biotine Lapin anti-Souris CD117/c-Kit mAb
Remarques/Alias	W; Bs; Fdc; Ssm; SC01; SC05; SOW3; CD117; c-KIT; Tr-kit; Gsfsc01; Gsfsc05; Gsfscow3
Espèce	Souris
GeneID (Souris)	16590
GeneID (Humain)	3815
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-523 du CD117/c-Kit de souris (NP_001116205.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P05532
Poids de la protéine	22kDa/108kDa/109kDa
Expédition	Sac de glace