

Anticorps Monoclonal Biotinylé Anti-Cd161C/Nk1.1 De Souris Pour La Cytométrie En Flux - P27814

Numéro d'article: CM0008917

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin biotinylé contre le CD161c/NK1.1 de souris, validé pour la cytométrie en flux. Reconnaît le récepteur stimulateur des cellules NK impliqué dans la cytotoxicité et la production d'interféron-gamma. Convient pour la recherche immunologique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM Biotin Lapin anti-CD161c/NK1.1 de Souris
Remarques/Alias	Nk1; Ly59; Nk-1; CD161; Ly-59; Ly55c; NK1.1; NKR-P1; Nk1.2; Klrp1b; NK-RP1; Nk-1.2; Nkrp1b; Nkrp1c; ly-55c; NKR-P1.9
Espèce	Souris
GeneID (humain)	3820
GeneID	17059
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 67-223 du CD161c/NK1.1 de souris (NP_001153376.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P27814
Poids moléculaire protéique	25kDa
Expédition	Sac de glace