

Anticorps Monoclonal Biotinylé Anti-Souris Cd24 Pour Cytométrie En Flux - P24807

Numéro d'article: CM0005849

Introduction

Anticorps monoclonal biotinylé de lapin anti-souris CD24 pour cytométrie en flux. Cible une glycoprotéine ancrée par GPI impliquée dans le développement des thymocytes, la modulation des lymphocytes B et la suppression immunitaire. Validé chez la souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM biotinylé de lapin anti-souris CD24
Remarques / Alias	HSA; Cd24; Ly-52; nectadrine
Espèce	Souris
ID du gène (Humain)	100133941
ID du gène	12484
Immunogène	Protéine recombinante (acides aminés 27 à 53 de la protéine CD24 de souris, NP_033976.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P24807
Poids de la protéine	8 kDa
Expédition	Sac isotherme