

Anticorps Monoclonal Biotinylé Anti-Tcr Γ/Δ De Souris - Tcr Γ/Δ

Numéro d'article: CM0011963

Introduction

Anticorps monoclonal de hamster arménien conjugué à la biotine ciblant le TCR γ/δ de souris, optimisé pour la cytométrie en flux. Idéal pour l'étude des sous-populations de lymphocytes T gamma-delta en recherche immunologique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb biotinylé anti-TCR γ/δ de souris
Remarques/Synonymes	Tcrdelta ; TCRGV1S1 ; TCRGV2S1 ; TCRGV3S1 ; TCRGV5S3
Espèce	Souris
ID du gène	110066/110067
Immunogène	Protéine recombinante du TCR γ/δ de souris
Source	Hamster arménien
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Souris
Expédition	Sac de glace