


Anticorps Monoclonal Biotinylé De Lapin Anti-Humain Cd235A/Glycophorine A Pour Fc - P02724

Numéro d'article: CM0008564



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin biotinylé dirigé contre la CD235a/Glycophorine A humaine pour cytométrie en flux. La glycophorine A est la principale protéine membranaire érythrocytaire et l'antigène du groupe sanguin MN, elle sert également de récepteur pour le virus de l'hépatite A et Plasmodium falciparum.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb biotinylé de lapin anti-humain CD235a/Glycophorine A
Remarques / Alias	MN; GPA; MNS; GPSAT; PAS-2; CD235a; GPErik; HGpMiV; HGpMiXI; HGpSta(C)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2993
Immunogène	Protéine recombinante / Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-91 de la CD235a humaine (NP_002090.4)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P02724
Poids de la protéine	13 kDa / 16 kDa
Expédition	Sac de glace