

Anticorps Monoclonaux De Lapin Anti-Humain Cd34 Biotinylés Pour Cytométrie En Flux - P28906

Numéro d'article: CM0011191

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin biotinylé ciblant le CD34 humain (P28906) pour la cytométrie en flux. Validé sur les cellules progénitrices hématopoïétiques humaines. Fiable pour la recherche sur les cellules souches et le développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Biotine Lapin anti-Humain CD34 mAb
Remarques/Alias	CD34;molécule CD34;GIG3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	947
GeneID	947
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 170-290 du CD34 humain (NP_001020280.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P28906
Poids Protéique	35 kDa/41 kDa
Expédition	Sac de glace