

Anticorps Monoclonal Biotinylé De Lapin Anti-Humain Cd34 Pour Cytométrie En Flux - P28906

Numéro d'article: CM0005083

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la biotine ciblant le CD34 humain, un marqueur des cellules progénitrices hématopoïétiques. Validé pour la cytométrie en flux. Réaction croisée avec l'espèce humaine. Adapté à la recherche sur les cellules souches et au développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM biotinylé de lapin anti-humain CD34
Remarques / Alias	CD34; Molécule CD34; GIG3
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	947
Identifiant du gène	947
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 170-290 du CD34 humain (NP_001020280.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P28906
Poids de la protéine	35 kDa / 41 kDa
Expédition	Sac de glace