


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain Cd40 Biotinylé Pour Fc - P25942

Numéro d'article: CM0008439



Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à la biotine dirigé contre le CD40 humain, validé pour la cytométrie en flux. Réagit avec le CD40 humain, un membre de la superfamille des récepteurs du TNF impliqué dans la réponse immunitaire. Convient pour un usage diagnostique et de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Biotine Lapin anti-Humain CD40 mAb
Remarques/Alias	p50; Bp50; CDW40; TNFRSF5
Espèce	Humain
ID de Gène	958
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-193 du CD40 humain (NP_001241.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P25942
Poids Protéique	22kDa/31kDa
Expédition	Sac de glace