

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain Cd45Ra Biotinylé Pour Cytométrie En Flux - P08575-8

Numéro d'article: CM0010586

Introduction

Anticorps monoclonal lapin biotinylé ciblant le CD45RA humain (Isoforme 6 de PTPRC). Validé pour les applications de cytométrie en flux (FC). Idéal pour le sous-typage des leucocytes dans la recherche et le développement de tests IVD. Poids moléculaire ~138 kDa. Réagit avec l'humain.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	mAb Lapin anti-Humain CD45RA Biotinylé
Remarques/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5788
GeneID	5788
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-482 du CD45RA humain (P08575-8)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P08575-8
Poids de la Protéine	138kDa
Expédition	Sac de glace