

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd56/Ncam1 Biotinylé Pour Cytométrie En Flux - P13591

Numéro d'article: CM0004667



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin marqué à la biotine ciblant le CD56/NCAM1 humain, validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour étudier l'adhésion des cellules neurales, la croissance des neurites et les mécanismes d'entrée virale impliquant NCAM1.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-humain CD56/NCAM1 biotinylé
Remarques/Alias	CD56 ; NCAM ; MSK39
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4684
GeneID	4684
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-413 du CD56/NCAM1 humain (NP_851996.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P13591
Poids moléculaire protéique	95 kDa
Expédition	Sac de glace