


Anticorps Monoclonaux De Lapin Anti-Humain/Singe Cd14 Conjugués À La Biotine Pour Fc - P08571

Numéro d'article: CM0005390



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin marqué à la biotine ciblant le CD14 humain et du macaque cynomolgus, validé pour la cytométrie en flux. Immunogène recombinant ; assure la réactivité avec les monocytes et les macrophages ; idéal pour les études sur l'immunité innée et la signalisation LPS.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Biotine Lapin anti-Humain/Singe CD14 mAb
Remarques/Alias	CD14
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	929
GeneID	929
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-352 du CD14 humain (NP_000582.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	P08571
Poids Protéique	40 kDa
Expédition	Sac de glace