

Anticorps Monoclonal Biotinylé De Lapin Contre Cd16 Humain/Singe Pour Fc - P08637 / O75015

Numéro d'article: CM0011673



Introduction

Anticorps monoclonal biotinylé de lapin dirigé contre CD16 humain/singe (FCGR3A/FCGR3B) pour cytométrie en flux. Réagit de manière croisée avec l'humain et le macaque cynomolgue, idéal pour la recherche sur les cellules NK et l'ADCC.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb biotinylé de lapin contre CD16 humain/singe
Remarques/Alias	CD16; FCG3; CD16A; FCGR3; IGFR3; IMD20; FCR-10; FCRIII; CD16-II; FCGRIII; FCRIIIA; FcGRIIIA
Espèce	Humain
Identifiant du gène (humain)	2214/2215
Identifiant du gène	2214/2215
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-208 de FCGR3A/FCGR3B humain (P08637/O75015)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgue
SWISS	P08637/O75015
Poids de la protéine	29KDa/26KDa
Expédition	Sac de glace