

Anticorps Monoclonal Biotine De Lapin Anti-Cd19 Humain/Singe - Cd19

Numéro d'article: CM0009420

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la biotine dirigé contre le CD19 humain et singe. Validé pour la cytométrie en flux (CF) et à réactivité croisée avec l'homme et le macaque cynomolgus. Idéal pour les études sur la lignée des lymphocytes B et la recherche en immunophénotypage.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Biotine de lapin anti-CD19 humain/singe
Remarques/Alias	CD19
Espèce	Singe
ID du gène (Humain)	930
ID du gène	102145514
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-292 du CD19 de singe.
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus
Poids de la protéine	63 kDa
Expédition	Sac de glace