

Anticorps Monoclonal Biotine De Lapin Anti-Homme/Singe Cd20 Pour Cytométrie En Flux - P11836

Numéro d'article: CM0005961



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la biotine ciblant le CD20 humain/singe (antigène des lymphocytes B CD20), validé pour la cytométrie en flux (FC). Il reconnaît une protéine membranaire spécifique des lymphocytes B impliquée dans la signalisation calcique, avec un poids moléculaire de 33-36 kDa. Idéal pour l'immunophénotypage et la recherche sur les lymphocytes B.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM biotine de lapin anti-homme/singe CD20
Remarques/Alias	B1; S7; Bp35; CD20; FMC7; CVID5; LEU-16
Espèce	Homme
Identifiant de gène (Homme)	931
Identifiant de gène	931
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise dans les acides aminés 100-200 du CD20 humain (NP_068769.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Homme, Cynomolgus
SWISS	P11836
Poids de la protéine	14 kDa/33 kDa
Expédition	Sac de glace