

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd3 Humain/Singe Biotinylé Pour La Cytométrie En Flux - P07766

Numéro d'article: CM0010608



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la biotine ciblant l'épsilon CD3 humain et du singe cynomolgus. Validé pour la cytométrie en flux, ce réacteur prend en charge le profilage des cellules T dans l'immuno-oncologie et le développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-CD3 Humain/Singe biotinylé
Remarques/Alias	T3E ; TCRE ; IMD18 ; CD3epsilon
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	916
Identifiant du gène	916
Immunogène	Protéine recombinante (acides aminés 1-126 du CD3 humain, NP_000724.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	P07766
Poids moléculaire de la protéine	23 kDa
Expédition	Sac de glace