

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd3 Humain/Singe Conjugué À La Biotine Pour Cytométrie En Flux - P07766

Numéro d'article: CM0008181



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la biotine dirigé contre la chaîne epsilon de CD3 humain et de macaque crabier, validé pour la cytométrie en flux. Cible le complexe TCR-CD3, essentiel aux études sur l'activation et le développement des lymphocytes T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac monoclonal de lapin anti-CD3 humain/singe conjugué à la biotine
Remarques/Synonymes	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	916
ID du gène	916
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain, macaque crabier
SWISS	P07766
Poids de la protéine	23 kDa
Expédition	Sac réfrigérant