

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain/Singe Hla-Dr Conjugué À La Biotine Pour Fc - P01903

Numéro d'article: CM0012367



Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à la biotine dirigé contre la chaîne alpha HLA-DR, validé pour la cytométrie en flux sur échantillons humains et de cynomolgus. Idéal pour le phénotypage des cellules immunitaires et les études de présentation des antigènes du CMH de classe II.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Biotine Lapin anti-Humain/Singe HLA-DR mAb
Remarques/Alias	HLA-DRA1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	3122
ID de gène	3122
Immunogène	Protéine recombinante de HLA-DRA humaine
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	P01903
Poids moléculaire	29kDa
Expédition	Sac de glace