


## Anticorps Monoclonal Biotinylé De Lapin Anti-Souris Cd11B Pour Cytométrie En Flux - P05555

Numéro d'article: CM0004386



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin biotinylé dirigé contre CD11b de souris (Intégrine alpha-M, CR3). Validé pour la cytométrie en flux, détecte une protéine de 127 kDa ; réagit avec des échantillons de souris.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                                                   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | mAb Biotinylé lapin anti-souris CD11b                                                                                                                    |
| Remarques / Alias    | CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik                                                                                  |
| Espèce               | Souris                                                                                                                                                   |
| GeneID (Humain)      | 3684                                                                                                                                                     |
| GeneID               | 16409                                                                                                                                                    |
| Immunogène           | Protéine recombinante ; protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 143-337 de CD11b de souris (NP_032427.2). |
| Source               | Lapin                                                                                                                                                    |
| Catégorie            | Anticorps monoclonaux                                                                                                                                    |
| Application          | FC (cytométrie en flux)                                                                                                                                  |
| Réactivité croisée   | Souris                                                                                                                                                   |
| SWISS                | P05555                                                                                                                                                   |
| Poids de la protéine | 127kDa                                                                                                                                                   |
| Expédition           | Sac isotherme                                                                                                                                            |