

Anticorps Monoclonal Biotine De Lapin Anti-Cd19 De Souris Pour Cytométrie En Flux - P25918

Numéro d'article: CM0009868

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la biotine spécifique du CD19 de souris (UniProt P25918), validé pour la cytométrie en flux. Permet la détection des lymphocytes B dans les études d'immunophénotypage et de développement des cellules B.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	mAb biotine de lapin anti-CD19 de souris
Espèce	Souris
Identifiant de gène (Humain)	930
Identifiant de gène	12478
Immunogène	Protéine recombinante du CD19 de souris
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réaction croisée	Souris
SWISS	P25918
Poids de la protéine	60 kDa
Expédition	Sac de glace