

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Souris Cd25 Conjugué À La Biotine Pour Cytométrie En Flux - P01590

Numéro d'article: CM0006151

Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à la biotine ciblant le CD25 de souris (IL2RA) pour la cytométrie en flux (FC). Le CD25 est la chaîne alpha du récepteur de l'interleukine-2, clé dans la tolérance immunitaire et la fonction des Treg. Convient aux échantillons de souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	mAb Lapin anti-Souris CD25 Biotine
Remarques/Alias	CD25; IL2r; Ly-43
Espèce	Souris
ID de Gène (Humain)	3559
ID de Gène	16184
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-236 du CD25 de souris (NP_032393.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	P01590
Poids Protéique	30kDa
Expédition	Sac de glace