

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd28 De Souris Biotinylé Pour La Cytométrie En Flux - P31041

Numéro d'article: CM0012572



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la biotine contre le CD28 de souris, validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour les études d'activation des lymphocytes T et de costimulation dans la recherche immunologique et le développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-CD28 de souris biotinylé
Remarques/Alias	Cd28
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	940
GeneID (Souris)	12487
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-149 du CD28 de souris (NP_031668.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P31041
Poids moléculaire protéique	25kDa
Expédition	Sac de glace