

## Ac Monoclonal De Lapin Anti-Cd4 De Souris Conjugué À La Biotine - P06332

Numéro d'article: CM0011372

### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la biotine ciblant le CD4 de souris (L3T4, Ly-4) pour la cytométrie en flux. L'immunogène couvre le domaine extracellulaire ; validé pour la souris. Idéal pour les études sur les cellules T auxiliaires et la réponse immunitaire.

[En savoir plus](#)

| Paramètre           | Valeur                                                                                                                       |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit      | Ac monoclonal de lapin anti-CD4 de souris conjugué à la biotine                                                              |
| Remarques/Alias     | L3T4 ; Ly-4                                                                                                                  |
| Espèce              | Souris                                                                                                                       |
| ID de gène (Humain) | 920                                                                                                                          |
| ID de gène          | 12504                                                                                                                        |
| Immunogène          | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-394 du CD4 de souris (NP_038516.1) |
| Source              | Lapin                                                                                                                        |
| Catégorie           | Anticorps monoclonaux                                                                                                        |
| Application         | FC                                                                                                                           |
| Réactivité croisée  | Souris                                                                                                                       |
| SWISS               | P06332                                                                                                                       |
| Poids moléculaire   | 51 kDa                                                                                                                       |
| Expédition          | Sac de glace                                                                                                                 |