

Anticorps Monoclonal Biotinylé De Lapin Anti-Cd4 De Souris Pour Cytométrie En Flux - P06332

Numéro d'article: CM0005197

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin biotinylé ciblant le CD4 de souris (L3T4, Ly-4). Validé pour la cytométrie en flux sur échantillons de souris. Corécepteur du CMH de classe II essentiel à la fonction des lymphocytes T auxiliaires. Swiss-Prot : P06332.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM biotinylé de lapin anti-CD4 de souris
Remarques / Alias	L3T4; Ly-4
Espèce	Souris
GeneID (humain)	920
GeneID	12504
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-394 du CD4 de souris (NP_038516.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P06332
Poids de la protéine	51kDa
Expédition	Sac de glace