

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd45 De Souris Conjugué À La Biotine Pour La Cytométrie En Flux - P06800

Numéro d'article: CM0009244

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la biotine dirigé contre le CD45 de souris (PTPRC, L-CA, B220) pour la cytométrie en flux. Convient à la détection de l'antigène leucocytaire commun dans les échantillons de souris, validé pour la cytométrie en flux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-CD45 de souris conjugué à la biotine
Remarques/Alias	loc ; B220 ; Cd45 ; L-CA ; Ly-5 ; T200 ; CD45R ; Lyt-4
Espèce	Souris
GeneID (humain)	5788
GeneID	19264
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26 à 566 du CD45 de souris (NP_001104786.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P06800
Masse protéique	130 kDa/140 kDa/144 kDa
Expédition	Conserver à -20 °C