

Anticorps Monoclonal Biotinylé De Lapin Anti-Souris Cd45 Pour Cytométrie En Flux - P06800

Numéro d'article: CM0008686

Introduction

Anticorps monoclonal biotinylé de lapin dirigé contre le CD45 de souris (P06800), validé pour la cytométrie en flux. Immunogène recombinant (aa 26-566), détecte le CD45 de souris sous ses multiples isoformes (130-144 kDa) pour la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM biotinylé de lapin anti-souris CD45
Remarques / Alias	Ioc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Espèce cible	Souris
GeneID (Humain)	5788
GeneID	19264
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 26-566 du CD45 de souris (NP_001104786.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P06800
Poids de la protéine	130 kDa / 140 kDa / 144 kDa
Expédition	Sac de glace