

Anticorps Monoclonal Biotinylé De Lapin Anti-Souris Cd5 Pour Cytométrie En Flux - P13379

Numéro d'article: CM0011224

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la biotine dirigé contre le CD5 (Ly-1) de souris. Conçu pour la détection par cytométrie en flux (FC) de la glycoprotéine de surface des lymphocytes T dans des échantillons de souris. Validé pour la réactivité croisée avec la souris. Cible de 54 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM biotinylé de lapin anti-souris CD5
Remarques / Alias	Ly-1; Ly-A; Ly-12; Lyt-1
Espèce	Souris
ID du gène (humain)	921
ID du gène	12507
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-371 du CD5 de souris (NP_031676.3).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P13379
Poids de la protéine	54kDa
Expédition	Sac isotherme