

Anticorps Monoclonal Biotinylé De Lapin Anti-Cd8A De Souris Pour Cf - P01731

Numéro d'article: CM0010692



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la biotine ciblant le CD8a (Ly-2) de souris pour cytométrie en flux. Il reconnaît la chaîne alpha du CD8, un corécepteur de lymphocyte T de 27 kDa essentiel à l'interaction avec le CMH de classe I et à l'immunité médiée par les LT cytotoxiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM biotinylé de lapin anti-CD8a de souris
Remarques / Alias	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
Espèce	Souris
Identifiant du gène (humain)	925
Identifiant du gène	12525
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 28-196 du CD8a de souris (NP_001074579.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P01731
Poids de la protéine	27 kDa
Expédition	Sac de glace