


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Souris Cd8A Conjugué À La Biotine Pour Fc - P01731

Numéro d'article: CM0009201



Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à la biotine dirigé contre le CD8a de souris pour la cytométrie en flux. Spécifique de la chaîne alpha de la glycoprotéine de surface des lymphocytes T CD8 de souris (PM 27kDa). Idéal pour les études sur la réponse immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Biotine Lapin anti-Souris CD8a mAb
Remarques/Alias	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	925
GeneID	12525
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 28-196 du CD8a de souris (NP_001074579.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P01731
Poids moléculaire	27kDa
Expédition	Sac de glace