

Biotine Lapin Anti-Iga De Souris (Fc) Mab

Numéro d'article: CM0008678

Introduction

Anticorps monoclonal biotinylé de lapin anti-IgA de souris (Fc) pour cytométrie en flux intracellulaire. Spécifique de la région Fc de l'IgA de souris, il garantit une interférence minimale. Idéal pour la recherche en immunologie et immunité muqueuse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Biotine Lapin anti-IgA de souris (Fc) mAb
Espèce	Souris
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 99-344 de l'IgA de souris.
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux (intracellulaire)
Réaction croisée	Souris
Expédition	Sac de glace