

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-IgM De Souris Conjugué À La Biotine Pour La Cytométrie En Flux - P01872

Numéro d'article: CM0004827



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la biotine dirigé contre la région constante de la chaîne lourde des IgM de souris, spécifiquement validé pour la cytométrie en flux. Détecte à la fois le BCR lié à la membrane et les IgM sécrétées sur les lymphocytes B de souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-IgM de souris conjugué à la biotine
Remarques/Alias	Igm ; muH ; Igh6 ; Igh-6 ; Igh-M
Espèce	Souris
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 105-454 de l'IgM de souris (P01872)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P01872
Poids moléculaire	50 kDa
Expédition	Sac de glace