

## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Intégrine Alpha 2/Cd49B De Souris Conjugué À La Biotine Pour Fc - Q62469

Numéro d'article: CM0005661

### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la biotine ciblant l'intégrine alpha-2 de souris (CD49b/DX5/GPIa). Validé pour la cytométrie en flux. Convient pour les études sur les récepteurs du collagène et l'adhésion cellulaire. Poids moléculaire prédit de 129 kDa.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                                                                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | Anticorps monoclonal de lapin anti-intégrine alpha 2/CD49b de souris conjugué à la biotine                                                                                  |
| Remarques/Alias    | DX5 ; GPIa ; CD49B                                                                                                                                                          |
| Espèce             | Souris                                                                                                                                                                      |
| GeneID (humain)    | 3673                                                                                                                                                                        |
| GeneID             | 16398                                                                                                                                                                       |
| Immunogène         | Protéine recombinante (Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 168-366 de l'intégrine alpha 2/CD49b de souris (NP_032422.2)) |
| Source             | Lapin                                                                                                                                                                       |
| Catégorie          | Anticorps monoclonaux                                                                                                                                                       |
| Application        | FC                                                                                                                                                                          |
| Réactivité croisée | Souris                                                                                                                                                                      |
| SWISS              | Q62469                                                                                                                                                                      |
| Poids protéique    | 129 kDa                                                                                                                                                                     |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                                                                |